

CUTANPLAST[®] VET



Spugna di Gelatina Emostatica Riassorbibile


CUTANPLAST È UNA SPUGNA DI GELATINA STERILE RIASSORBIBILE CON UN ALTO EFFETTO EMOSTATICO: LA SUPERFICE POROSA DELLA GELATINA INDUCE LA ROTTURA RAPIDA DELLE PIASTRINE CON LA CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DELLA CASCATA DI ENZIMI CHE PORTA ALLA COAGULAZIONE NATURALE

- *Si riassorbe completamente entro alcune settimane se lasciato "in situ"*
- *Non provoca reazioni allergiche*
- *Ha un pH neutro e non è tossico*
- *Assorbe una quantità di sangue corrispondente a circa 50 volte il suo peso*
- *Può essere applicato asciutto*
- *Può essere imbevuto con soluzione fisiologica sterile o con antibiotici*
- *Può essere riducibile in ogni formato desiderato*
- *Blocca l'emorragia e Riduce il tempo dell'intervento chirurgico*







CHIRURGIA GENERALE




CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA



NEUROCHIRURGIA



CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA



CHIRURGIA ANALE



CHIRURGIA ORTOPEDICA



CHIRURGIA VASCOLARE



CHIRURGIA PARENCHIMALE



Cutanplast Standard

Dim. 70 x 50 x 10 mm

Ogni spugna è confezionata singola in doppio blister, sterile. Confezione da 20 unità.

Indicato per le seguenti chirurgie: Chirurgia Parenchimale e Toracica
Ref. VET0517050



Cutanplast Special

Dim. 70 x 50 x 1 mm

Ogni spugna è confezionata singola in doppio blister, sterile. Confezione da 20 unità.

Indicato per le seguenti chirurgie: Otorinolaringoiatria, Laminectomia.
Ref. VET0538050



Cutanplast Anal

Dim. 80 x 30 ø mm

Ogni spugna è confezionata singola in blister, sterile. Confezione da 20 unità.

Indicato per tutte le procedure di chirurgia anale.
Ref. VET0548030



Cutanplast Dental

Dim. 10 x 10 x 10 mm

Ogni spugna è confezionata singola in blister, sterile. Confezione da 24 unità.

Indicato per dentistica chirurgica e ambulatoriale.
Ref. VET0561010



Cutanplast Film

Dim. 200 x 70 x 0,5 mm

Ogni spugna è confezionata singola in doppio blister, sterile. Confezione da 20 pz. Indicato per le seguenti chirurgie: Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Plastica.
Ref. VET0577020

Riferimenti:

Cutanplast® è un prodotto Mascia Brunelli Spa - ITALY

P.R.I.S.M.A. srl

Via Cavour, 42 I-20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039 6076708 Fax +39 039 672186
Email: info@prismaonline.it



www.prismaonline.it

CutanplVET_1.1_feb19