



# Veterinaria



## Coagulazione

- Screening dell'attività coagulativa della via intrinseca e estrinseca
- Monitoraggio Terapia Anticoagulante e veleni ad azione scoagulante
- Monitoraggio della coagulazione intravascolare e relativa terapia
- Monitoraggio di patologie quali tumori, bruciature, infezioni e epatiti

### Sistema PoCT Wondfo

Canali di misura	1 ottico (per Testcard a secco)
Test Eseguibili	PT (sec, INR %), PTT, FIB, ACT, TT
Interfaccia	Touch Screen a colori
Connessioni	Bluetooth - WiFi - Stampante Esterna
Dimensioni / Peso	22 x 17 x 13 cm / 0,9 kg
Campione	Sangue Intero (20µL)

PoCT Wondfo



### Destiny Plus - Full Automatic

Canali di misura	4+4
Test Eseguibili	Tutti ( Coagulativi, Cromogenici, Turbidimetrici )
Interfaccia	Windows con Touch Screen
Connessioni	USB - Ethernet - RS232
Dimensioni / Peso	71 x 84 x 68 cm / 55 kg

Destiny Plus



## Pronto Soccorso e Presidi Medici

### CutanPlast® ( Modelli: Standard, Special, Dial, Dental, Anal, Film )

Cutanplast® è una spugna di gelatina sterile riassorbibile con un alto effetto emostatico: la superficie porosa della gelatina induce la rottura rapida delle piastrine con la conseguente attivazione della cascata di enzimi che porta alla coagulazione naturale. **DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE: Dispositivo Medico Classe III impiantabile.**



### Coperte di Soccorso Sirius® Le "Metalline" ORIGINALI! ( Misure 210x160cm e 100x80cm )

Coperte in film di poliestere con copertura alluminio/alluminio. Riflette sino al 85% del calore corporeo. Protegge in funzione del lato utilizzato: argento - protegge dal caldo, dorato - protegge dal freddo.

### BauBau Big

Cassetta pronto soccorso in plastica riempita con medicazioni speciali per animali a quattro zampe. mis. 260 x 160 x 80 mm.



### BauBau Small

Busta di Pronto Soccorso con cerniera lampo, mis. 210 x 140 mm, realizzata in tessuto di nylon, colore blu royal. Con pratico passante in velcro.



Presidi prodotti con materiali inerti in caso di masticazione/ingestione. Bendaggi speciali anticedimento per zampa, cerotti rapidi, bendaggi elastici, fascia triangolare, coperta di soccorso, forbici, disinfettante, rasoio, siringa monouso, pipetta gocce oculari, pinzetta per zecche, guanti monouso.





## Immunofluorescenza

### Kit e Dispositivo PoCT Veterinario di Facile utilizzo

- Tecnologia ad immunofluorescenza ● Tempo di test inferiore a 15 minuti
- Display touch-screen ● Metodo a secco, senza manutenzione
- Reagenti conservabili a temperatura ambiente per 24 mesi ● Sistema multilingua
- Test implementati specificamente per l'ambito veterinario e differenziati per specie

CAMPO	TEST	CODICE	Test/Kit	T. REAZ.
INFEZIONE	PCR*	VET-H029*	10	3 min
	SAA*	VET-H032*	10	15 min
COAGULAZIONE	D-DIMERO*	VET-H035*	10	5 min
DIABETE	HbA1C*	VET-H034*	10	5 min
FERTILITA'	Progest.*	VET-H055*	10	15 min
ORMONI	T4*	VET-H053*	10	15 min
	TSH*	VET-H054*	10	15 min
	Cortisolo*	VET-H061*	10	15 min

\* test veterinari



Sono disponibili su richiesta test ulteriori concepiti per la diagnostica umana e correlabili all'uso veterinario

## emoGas Analisi

### Analizzatore di Emogas Veterinario Wondfo

- Test EmoGas di base, Elettroliti, Metaboliti, Funzione Renale
- Indicazione chirurgica, monitoraggio postoperatorio, prognosi dei pazienti critici
- Portatile (batteria integrata - 8h), Semplice, Efficiente
- Stampante Integrata
- Test su sangue intero
- Nessuna manutenzione
- Test Card di lunga durata
- QC dedicato

Test di base	pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub>
Ematologia	Hct
Elettroliti	K <sup>+</sup> , Na <sup>+</sup> , Ca <sup>++</sup> , Cl <sup>-</sup>
Biochimica	Glu, Lac



## Chimica Clinica

### Strumento di Chimica Clinica Veterinaria a Secco Wondfo

- Sistema a Card singole monouso con Touch Screen
- Estrema facilità di utilizzo e rapidità di esecuzione
- Tecnologia di Lettura Colorimetrica a LED

#### Test funzione Epatica

ALT, AST, GGT, CHE, ALP, TP, ALB

#### Test funzione Renale

BUN, CR, UA

#### Marker Cardiaci

CK, CK-MB, LDH, HBDH

#### Marker Pancreatici

AMY, LPS

#### Glicemia e Profilo Lipidico

GLU, CHOL, TG

in arrivo entro la fine del 2019

Test Epatici: BIL, TBA

Elettroliti / Microelementi: K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Ca<sup>2+</sup>, P

