



# Veterinaria



## Coagulazione

### Reagenti Linea HaemoDiagnostics

<b>PT</b>	HaemoPT Liquido	10 x 5 mL
<b>aPTT</b>	HaemoPTT Liquido	4 x 5 mL
<b>Fibrinogeno</b>	Trombina 100 NIH / 35 NIH	5 x 2 mL
<b>Antitrombina III</b>	Cromogenica Fattore Xa	
<b>D-Dimero</b>	Rosso (600-900nm) / Blu (350-600nm) / Manuale	
<b>Fattore Von Willebrand</b>	Antigene al Lattice	

### Strumenti

	<i>Thrombostat 1</i>	<i>Thrombostat 2</i>
Canali di misura	1	2
Posiz. Incubazioni	5	4
Letture in doppio	—	✓
Curve di calibrazione	—	✓
Porta seriale (RS232)	—	✓
Dimensioni / Peso	113x68x207mm / 1.1kg	130x85x270mm / 2.0kg
Valori calcolabili	secondi, INR	secondi, INR, %, Ratio, mg/dl

### *Destiny Plus - Full Automatic*

Canali di misura	4+4
Test Eseguibili	Tutti ( Coagulativi, Cromogenici, Turbidimetrici )
Interfaccia	Windows con Touch Screen
Conessioni	USB - Ethernet - RS232
Dimensioni / Peso	71 x 84 x 68 cm / 55 kg

*Thrombostat 2*



*Destiny Plus*



## Pronto Soccorso e Presidi Medici

### **BauBau Big**

Cassetta pronto soccorso in plastica riempita con medicazioni speciali per animali a quattro zampe. mis. 260 x 160 x 80 mm.



Presidi prodotti con materiali inerti in caso di masticazione/ingestione. Bendaggi speciali anticedimento per zampa, cerotti rapidi, bendaggi elastici, fascia triangolare, coperta di soccorso, forbici, disinfettante, rasoio, siringa monouso, pipetta gocce oculari, pinzetta per zecche, guanti monouso.

### **BauBau Small**

Busta di Pronto Soccorso con cerniera lampo, mis. 210 x 140 mm, realizzata in tessuto di nylon, colore blu royal. Con pratico passante in velcro.



### **CutanPlast® ( Modelli: Standard, Special, Dial, Dental, Anal, Film )**

Cutanplast® è una spugna di gelatina sterile riassorbibile con un alto effetto emostatico: la superficie porosa della gelatina induce la rottura rapida delle piastrine con la conseguente attivazione della cascata di enzimi che porta alla coagulazione naturale. **DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE: Dispositivo Medico Classe III impiantabile.**



### **Coperte di Soccorso Sirius® Le Originali ! ( Misure 210x160cm e 100x80cm )**

Coperte in film di poliestere con copertura alluminio/alluminio. Riflette sino al 85% del calore corporeo. Protegge in funzione del lato utilizzato: argento - protegge dal caldo, dorato - protegge dal freddo.





## Immunofluorescenza

### Kit e Dispositivo PoCT Veterinario di Facile utilizzo

- Tecnologia ad immunofluorescenza ● Tempo di test inferiore a 15 minuti
- Semplice display touch-screen ● Metodo a secco, senza manutenzione
- Reagenti conservabili a temperatura ambiente per 24 mesi ● Sistema multilingua
- Test implementati specificamente per l'ambito veterinario e differenziati per specie

CAMPO	TEST
INFEZIONE	CRP
	SAA
	PCT
COAGULAZIONE	D-DIMERO
DIABETE MELLITO	HbA1C
FERTILITA'	Prog
ORMONI	T4
	TSH

CAMPO	TEST
MALATTIE RENALI	MAU
	NGAL
	Cys-C
MARCATORI CARDIACI	NT-proBNP
	cTnI
MARCATORI TUMORALI	AFP
	CEA



## Test rapidi

### Una linea professionale di Test Rapidi per una diagnosi semplice ed efficiente

- Alta qualità Made in Germany ● Facile lettura per una chiara interpretazione
- Alta sensibilità ● Kit completi di tutto il necessario con istruzioni grafiche

Bovine IgG Test*	Leishmania Test
Canine Distemper Virus (CDV) Test	Parvovirus Test
Canine Heartworm (CHW) Test	Rotavirus Test
Canine Lyme Borreliosis Test	Tetanus Test*
Coronavirus Test	Multi 2TA Test
Ehrlichia canis Test	Multi 2TB Test
Feline Immunodeficiency Virus (FIV) Test	Multi 2TC Test
Feline Leukemia Virus (FeLV) Test	Multi 3TA Test
Giardia Test	Multi 4TA Test



## Chimica Clinica

### Sistema fotometrico manuale per cuvette standard

- Sistema aperto e versatile con elevata capacità di programmazione dei metodi
- Inserimento dati e interazione tramite touchscreen
- Volume di misura minimo da 500 µl a 250 µl
- Touchscreen per funzioni dirette e immissione dati con caratteri alfanumerici
- Stampante termica intergrata (24 caratteri per riga)
- Tra i Kit Monotest di Routine con metodiche precaricate disponibili:  
*Bilirubina T., Albumina T., Proteina T., Trigliceridi, Colesterolo, Calcio T., Fosforo T., Elettroliti, Glucosio, Urea, Creatinina, Fosfatasi ALP, Alanina ALT, ecc.*
- Sono disponibili decine di altri Kit Monotest di chimica speciale con metodiche precaricate e curve lotto specifiche precalibrate e pronte all'uso

### Photometer 4040 V5+

